

Anti-Setd6-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tbk2

Artikelnummer: CM0027756



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes SETD6, eine N-Lysin-Methyltransferase, die am NF-κB-Signalweg und an der Selbsterneuerung von Stammzellen beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SETD6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79918
GenID	79918
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 301-473 von humanem SETD6 (NP_001153777.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TBK2
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel