


Anti-Setdb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If-P, Elisa - Q15047

Artikelnummer: CM0028862



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die Histone-Methyltransferase SETDB1, KO-validiert. Geeignet für WB, IF-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Repression, Heterochromatin-Bildung und epigenetischer Mechanismen in Krebs und Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SETDB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESET; KG1T; KMT1E; TDRD21; H3-K9-HMTase4; B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9869
GenID	9869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-397 von menschlichem SETDB1 (NP_001230420.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15047
Proteingewicht	143kDa
Versand	Eisbeutel