

Anti-Setdb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96T68

Artikelnummer: CM0029905



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SETDB2 (KMT1F), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, was ihn ideal für epigenetische Forschung an Histon-Methylierung und Gen-Silencing macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETDB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLLD8; CLLL8; KMT1F; C13orf4; SETDB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83852
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 148-378 von humanem SETDB2 (NP_114121.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96T68
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel