

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Set/Taf1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q01105

Artikelnummer: CM0008353



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane SET/TAF1-Protein. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Apoptose, Transkription und Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SET/TAF1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	2PP2A; IGAAD; MRD58; TAF-I; I2PP2A; IPP2A2; PHAPII; TAF-IBETA; SET/TAF1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6418
GeneID	6418
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-290 des humanen SET/TAF1 (Q01105) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01105
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku