


Anti-Sf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15637

Artikelnummer: CM0029095



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Splicing-Faktor 1 (SF1/BBP/ZFM1), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die mRNA-Splicing- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BBP; MBBP; ZFM1; ZNF162; D11S636; ZCCHC25; SF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7536
GenID	7536
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem SF1 (NP_973727.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15637
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel