


Anti-Sf3A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15459

Artikelnummer: CM0028822



Einführung

Hochwertiger Anti-SF3A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ziel ist die Spleißfaktor-3A-Untereinheit 1, essentiell für Spleißosomen-Assemblierung und prä-mRNA-Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PRP21; PRPF21; SAP114; SF3A120; SF3A1
Spezies	Human
GeneID (human)	10291
GeneID	10291
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 715-785 von humanem SF3A1 (Q15459) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q15459
Protein-Gewicht	89kDa
Versand	Eistüte