


Anti-Sf3A3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12874

Artikelnummer: CM0028032



Einführung

Anti-SF3A3 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem, ratten SF3A3, einer 59kDa-Untereinheit des Spleißfaktors des U2 snRNP. Geeignet für die mRNA-Prozessierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3A3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	10946
Gen-ID	10946
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 292-501 von humanem SF3A3 (NP_006793.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12874
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel