


Anti-Sf3A3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12874

Artikelnummer: CM0003944



Einführung

Anti-SF3A3 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA, der menschliches und murines SF3A3 (59 kDa) erkennt. Unentbehrliches Werkzeug für die Spleißosomforschung und Studien zum prä-mRNA-Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3A3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PRP9; PRPF9; SAP61; SF3a60; SF3A3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10946
GenID	10946
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SF3A3 (Q12874)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12874
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel