

Anti-Sf3B1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075533

Artikelnummer: CM0011698



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes SF3B1, den U2-snRNP-Spleißfaktor. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Spleißosom und prä-mRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23451
Gen-ID	23451
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SF3B1 (075533) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075533
Proteingewicht	146kDa
Versand	Eisbeutel