

Anti-Sf3B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75533

Artikelnummer: CM0023426



Einführung

SF3B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; erkennt menschliches, murines und rattes SF3B1 (Splicing-Faktor 3B Untereinheit 1, ~146 kDa). Ideal für die Forschung an Spliceosomen und prä-mRNA-Splicing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; SF3B1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23451
GenID	23451
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-144 von menschlichem SF3B1 (NP_001005526.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75533
Proteingewicht	146 kDa
Versand	Eisbeutel