

Monoklonaler Anti-Sf3B3/Sap130-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15393

Artikelnummer: CM0008427



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-gegen-humanes-SF3B3/SAP130-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-SF3B3. Geeignet für die Erforschung des Spleißens und Untersuchungen des Spleißosoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3B3/SAP130-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RSE1; SAP130; SF3b130; STAF130; SF3B3/SAP130
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23450
GeneID	23450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1101–1217 des humanen SF3B3/SAP130 (Q15393) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15393
Proteingewicht	136 kDa
Versand	Kühlakku