


Anti-Sf3B4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15427

Artikelnummer: CM0023810



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-SF3B4-Antikörper, validiert für WB und ELISA mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ziel ist das Spleißfaktor 3B-Untereinheit 4 für die Spliceosom-Forschung - Q15427.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3B4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AFD1; Hsh49; SAP49; SF3b49; SF3B4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10262
GeneID	10262
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem SF3B4 enthält (NP_005841.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15427
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eistasche