

Anti-Sf3B6 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y3B4

Artikelnummer: CM0018042



Einführung

SF3B6 Kaninchen pAb validiert für WB und ELISA, detektiert menschliches und murines SF3B6 (14 kDa), eine Kernkomponente der U2 snRNP, die essenziell für die Spliceosomassemblierung und Erkennung der Verzweigungsstelle ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SF3B6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P14; Ht006; SAP14; SAP14a; SF3B14; CGI-110; HSPC175; SF3B14a; SF3B6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51639
Gen-ID	51639
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-125 des menschlichen SF3B6 (NP_057131.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y3B4
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel