


Anti-Sfpq Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Artikelnummer: CM0004430



Einführung

Hochwertiger Anti-SFPQ Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel ist der Spleißfaktor, der reich an Prolin und Glutamin ist und an prä-mRNA-Spleißen, Transkriptionsregulation und DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFPQ Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Spezies	Human
Gen-ID	6421
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-707 von humanem SFPQ (P23246) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23246
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel