


Anti-Sfpq Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P23246

Artikelnummer: CM0013886



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SFPQ (PSF), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Molekulargewicht: 76 kDa. Geeignet für die Forschung zu Spleißen und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFPQ Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSF; POMP100; PPP1R140; SFPQ
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6421
Gen-ID	6421
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 578-707 von menschlichem SFPQ (NP_005057.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23246
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel