

Anti-Sfrp2 Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Hf1

Artikelnummer: CM0027405

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SFRP2, validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus; ideal für die Forschung zu Wnt-Signalwegen und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFRP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FRP-2; SARP1; SDF-5; SFRP2
Spezies	Mensch
GenID	6423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-295 von humanem SFRP2 (NP_003004.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96HF1
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel