

Anti-Sfrp4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Artikelnummer: CM0004919

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes SFRP4 (sFRP-4) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Wnt-Signalweg- und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFRP4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6424
GenID	6424
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 201-300 von humanem SFRP4 (Q6FHJ7) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6FHJ7
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel