

Anti-Sfrp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Artikelnummer: CM0026254

Einführung

SFRP4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC und ELISA. Bestätigte Reaktivität mit Human, Maus, Ratte. Ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung der Wnt-Signalweg-Modulation und Knochenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFRP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Spezies	Human
GenID (Human)	6424
GenID	6424
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-346 von humanem SFRP4 (NP_003005.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6FHJ7
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel