

Anti-Sfrp5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q5T4F7

Artikelnummer: CM0021966

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SFRP5 (SARP3, FRP-1b). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA und kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen der Wnt-Signalübertragung und der Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	SFRP5-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	SARP3; SFRP5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6425
GeneID	6425
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-317 des humanen SFRP5 (NP_003006.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5T4F7
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel