

Anti-Sfrs9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13242

Artikelnummer: CM0013054

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den menschlichen Spleißfaktor SFRS9 (SRp30c). Validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Erkennt sowohl humanes als auch murines SFRS9. Ideal für die Erforschung des alternativen Spleißens und der Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFRS9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SFRS9; SRp30c
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8683
Gen-ID	8683
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13242
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku