

Anti-Sfswap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q12872

Artikelnummer: CM0021659



Einführung

Anti-SFSWAP Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt den menschlichen Spleißfaktor SFSWAP (SWAP/SFRS8), einen Regulator des alternativen Spleißens. Rekombinantes Immunogen. Für die RNA-Prozessierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFSWAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SWAP, SFRS8, SFSWAP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6433
Gen-ID	6433
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 170-280 des menschlichen SFSWAP (NP_004583.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12872
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eistasche