

Anti-Sftpa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwl2

Artikelnummer: CM0029317

Einführung

Hochwertiger Anti-SFTPA1 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu pulmonalen Surfactants, Pathogenerkennungsstudien und alveolärer Proteinose. Zuverlässiges Werkzeug für angeborene Immunität und Lungenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFTPA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPA, ILD1, PSAP, PSPA, SP-A, SPA1, PSP-A, SFTP1, SP-A1, COLEC4, SFTPA1B, SP-A1 beta, SP-A1 delta, SP-A1 gamma, SP-A1 epsilon, SFTPA1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	653509
GeneID	653509
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 122-221 von humanem SFTPA1 entspricht (NP_005402.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IWL2
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel