

Anti-Sftpa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q8IWL2/Q8IWL1

Artikelnummer: CM0024061

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SFTPA1, validiert für Western Blot. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Erforschung von Lungen-Surfactant, angeborener Immunität und Atemwegserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFTPA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPA; ILD1; PSAP; PSPA; SP-A; SPA1; PSP-A; SFTP1; SP-A1; COLEC4; SFTPA1B; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 gamma; SP-A1 epsilon; SFTPA1
Spezies	Human
GeneID (Human)	653509/729238
GeneID	653509/729238
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-248 von humanem SFTPA1 (NP_001158116.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q8IWL2/Q8IWL1
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel