


Anti-Sftpc Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P11686

Artikelnummer: CM0007062



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Surfactant-Protein C (SFTPC), validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Atemwegserkrankungen und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFTPC Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6440
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem Surfactant-Protein c/SP-C.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P11686
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eistasche