


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Sftpc-Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P11686

Artikelnummer: CM0020357



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SFTPC (Surfactant-Protein C) für WB, IHC, IF und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. 21 kDa. Ideal für die Erforschung von Lungenerkrankungen und die Entwicklung von IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFTPC-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6440
Gen-ID	6440
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 59-197 des humanen SFTPC (NP_003009.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11686
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku