


Anti-Sftpc Kaninchen Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11686

Artikelnummer: CM0008894



Einführung

Hochspezifischer rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SFTPC (Surfactant-Protein C). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. MW 21 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFTPC Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6440
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 91-190 von humanem SFTPC (NP_003009.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11686
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel