


Anti-Sftpd (Surfactant Protein D) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35247

Artikelnummer: CM0007366



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes SP-D, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein wesentliches Werkzeug für die Untersuchung der angeborenen Lungenimmunität und der Surfactant-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFTPD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SP-D; PSP-D; SFTP4; COLEC7; SFTPD
Spezies	Human
GeneID (Human)	6441
GeneID	6441
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem Surfactant Protein D/SP-D
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35247
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel