

Anti-Sfxn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H9B4

Artikelnummer: CM0014195

Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper richtet sich gegen menschliches SFXN1, einen mitochondrialen Serin-Transporter, der für den Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel entscheidend ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert er mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Aminosäuretransport und zur mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFXN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TCC; SLC56A1; SFXN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	94081
Gen-ID	94081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 87-322 von menschlichem SFXN1 (NP_073591.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H9B4
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisachse