

Anti-Sfxn2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q96Nb2

Artikelnummer: CM0020882

Einführung

Der Anti-SFXN2-Kaninchen-Polyklonalantikörper von CamelBio erkennt das 36-kDa-SFXN2-Protein in WB und ELISA und weist Kreuzreaktivität mit humanem, Maus- und Rattenprotein auf. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Serintransports und der Eisenhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFXN2-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SLC56A2; SFXN2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	118980
GeneID	118980
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-90 des humanen SFXN2 (NP_849189.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96NB2
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku