

Anti-Sfxn3-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bwm7

Artikelnummer: CM0017214

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Sideroflexin-3 (SFXN3), einen mitochondrialen Serintransporter. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen in Studien zum Ein-Kohlenstoff-Stoffwechsel und zum mitochondrialen Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SFXN3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SFX3; SLC56A3; BA108L7.2; SFXN3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	81855
Gen-ID	81855
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-80 des menschlichen SFXN3 (NP_112233.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BWM7
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku