

Anti-Sgcb (Beta-Sarkoglykan) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16585

Artikelnummer: CM0029189

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SGCB (Beta-Sarkoglykan). Validiert für WB und ELISA, erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Ideal für die Erforschung des Sarkoglykan-Komplexes in der Muskeldystrophie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SGCB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	A3b; SGC; LGMD2E; LGMDR4; SGCB
Spezies	Human
GeneID (Human)	6443
GeneID	6443
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 94-318 des humanen SGCB (NP_000223.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16585
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistasche