

Anti-Sgce Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043556

Artikelnummer: CM0029784

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes SGCE (Epsilon-Sarkoglykan), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung des Dystrophin-Glykoprotein-Komplexes und seiner Rolle bei Muskeldystrophie und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	SGCE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESG; DYT11; epsilon-SG; SGCE
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8910
GenID	8910
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-317 von humanem SGCE (NP_003910.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	043556
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel