


Anti-Sgk1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00141

Artikelnummer: CM0013455



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SGK1 (Serum/Glukokortikoid-regulierte Kinase 1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Ionenkanalregulation und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SGK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SGK; SGK1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6446
GeneID	6446
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 172-431 von humanem SGK1 (NP_005618.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O00141
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eisbeutel