


## Anti-Sgk3 Polykloaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Br1

Artikelnummer: CM0026687



### Einführung

Kaninchen-polykloaler Antikörper gegen menschliches SGK3 (CISK/SGKL), reaktiv gegenüber Mensch und Maus. Geeignet für Western Blotting und ELISA. Das Ziel ist eine Serin/Threonin-Kinase, die Ionenkanäle und Zellwachstum reguliert. Eine Bande bei 57 kDa wurde nachgewiesen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | SGK3 Kaninchen pAb                                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Aliase | CISK; SGK2; SGKL; SGK3                                                                                                                              |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                              |
| GenID (Mensch)     | 23678                                                                                                                                               |
| GenID              | 23678                                                                                                                                               |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 des menschlichen SGK3 (NP_037389.4) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                                        |
| SWISS              | Q96BR1                                                                                                                                              |
| Proteingewicht     | 57kDa                                                                                                                                               |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                           |