

Anti-Sglt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13866

Artikelnummer: CM0011538



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes SGLT1 (Natrium/Glucose-Kotransporter 1). Validiert für WB und ELISA, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 73 kDa. Geeignet für die Stoffwechsel- und Transportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SGLT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	6523
GenelD	6523
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 323-422 von humanem SGLT1 (NP_000334.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13866
Proteinmasse	73 kDa
Versand	Eisbeutel