

Anti-Sgms1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vz5

Artikelnummer: CM0021446

Einführung

Hochwertiger polyklonaler SGMS1-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Ratte. Ideal für die Erforschung der Sphingomyelinsynthese, des Golgi-Apparats und der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SGMS1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MOB; MOB1; SMS1; TMEM23; hmob33; SGMS1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	259230
GeneID	259230
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-134 des menschlichen SGMS1 (NP_671512.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q86VZ5
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku