

Anti-Sgpl1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - O95470

Artikelnummer: CM0009714



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-SGPL1 Antikörper für WB, IF, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SGPL1 (64kDa). Essentiell für die Forschung zu Sphingolipidstoffwechsel, Apoptose und Lipidhomöostase. Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] SGPL1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SPL; S1PL; NPHS14
Spezies	Human
GeneID (Human)	8879
GeneID	8879
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 301-400 von humanem SGPL1, NP_003892.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95470
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel