

Anti-Sgpl1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95470

Artikelnummer: CM0015790



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes SGPL1 (Sphingosin-1-phosphat-Lyase 1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu Lipidstoffwechsel und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SGPL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	SPL; S1PL; NPHS14; SGPL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8879
GenID	8879
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 60-390 des menschlichen SGPL1 (NP_003892.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95470
Proteinmasse	64 kDa
Versand	Eisbeutel