

Anti-Sgsh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51688

Artikelnummer: CM0028373



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SGSH (N-Sulfoglucosamin-Sulfohydrolase), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von lysosomalen Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SGSH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSS; SFMD; MPS3A; SGSH
Spezies	Human
Gen-ID	6448
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 273-502 von humanem SGSH (NP_000190.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51688
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Kühltasche