


Anti-Sgta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43765

Artikelnummer: CM0029984



Einführung

Anti-SGTA Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Zielt auf das humane SGTA-Co-Chaperon ab, das an der Qualitätskontrolle von Proteinen und der Insertion von tail-anchored Proteinen beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SGTA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SGT; Vpu; SGT1; hSGT; alphaSGT; SGTA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6449
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem SGTA (NP_003012.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43765
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel