


Anti-Sh2D1A Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60880

Artikelnummer: CM0014322



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen SH2D1A, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz/Immunocytochemie (IF/ICC) und ELISA. Erkennt endogene Mengen in Proben von Mensch und Maus. Zielt auf das SLAM-assoziierte Protein SAP, ein zytoplasmatisches Adapterprotein mit 14 kDa. Ideal für Forschung zu NK-Zellen und Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SH2D1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LYP, SAP, XLP, DSHP, EBVS, IMD5, XLPD, MTC1, XLPD1, SAP/SH2D1A, SH2D1A
Spezies	Mensch
GenID	4068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-128 des menschlichen SH2D1A (NP_002342.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60880
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel