


Anti-Sh3Bgrl Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075368

Artikelnummer: CM0022081



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane SH3BGRL-Adapterprotein. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Translationsregulation und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	SH3BGRL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SH3BGR; HEL-S-115; SH3BGRL
Spezies	Human
GeneID (Human)	6451
GeneID	6451
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-114 des humanen SH3BGRL (NP_003013.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	075368
Protein-Gewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel