


Anti-Sh3Bp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78314

Artikelnummer: CM0017191



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SH3BP2 (3BP2). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proteinen. Rekombinantes Immunogen gewährleistet die spezifische Erkennung von SH3-Domänen-bindendem Protein 2 in Signaltransduktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SH3BP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	3BP2; CRBM; CRPM; 3BP-2; RES4-23; SH3BP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6452
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 392-561 von humanem SH3BP2 (NP_001116153.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P78314
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel