

Anti-Sh3GL1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99961

Artikelnummer: CM0027225

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes SH3GL1 (Endophilin-A2). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte und Affe. Geeignet für Studien zur Endozytose und Membrantrafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SH3GL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	EEN; CNSA1; SH3P8; SH3D2B; SH3GL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6455
Gen-ID	6455
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 219-368 des humanen SH3GL1 (NP_003016.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	Q99961
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel