


Anti-Sh3GL2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99962

Artikelnummer: CM0026142



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SH3GL2 (Endophilin-A1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal zur Untersuchung der Clathrin-vermittelten Endozytose und der neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SH3GL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNSA2; SH3P4; EEN-B1; SH3D2A; SH3GL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6456
GenID	6456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-270 von humanem SH3GL2 (NP_003017.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99962
Proteinmolekulargewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel