


Anti-Sh3GL3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99963

Artikelnummer: CM0026446



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen SH3GL3 (Endophilin-A3) gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Das rekombinante Volllängen-Protein als Immunogen gewährleistet Spezifität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	SH3GL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CNSA3; EEN-B2; SH3D2C; SH3P13; HsT19371; SH3GL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6457
GenID	6457
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von menschlichem SH3GL3 (NP_003018.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99963
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel