


Anti-Sh3Pxd2A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tcz1

Artikelnummer: CM0027011



Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen SH3PXD2A (FISH, TKS5). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus. Ideal für Studien zu Invadopodien, Podosomen und Krebsinvasivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SH3PXD2A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
Spezies	Human
GeneID (human)	9644
GeneID	9644
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 806-1105 von humanem SH3PXD2A (NP_055446.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q5TCZ1
Protein-Gewicht	125 kDa
Versand	Eisbeutel