


Anti-Shank2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upx8

Artikelnummer: CM0023681



Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen SHANK2 (SH3- und multiples Ankyrin-Wiederholungsdomänen-Protein 2), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Neurowissenschaften zur Erforschung der synaptischen Organisation und Autismus-Spektrum-Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHANK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHANK; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SPANK-3; SHANK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22941
GenID	22941
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von menschlichem SHANK2 (NP_036441.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPX8
Proteingewicht	201kDa
Versand	Eisbeutel