

Anti-Shb Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15464

Artikelnummer: CM0007634

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SHB, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Signaltransduktion, Angiogenese und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHB Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	bA3J10.2; SHB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6461
GenID	6461
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 409-509 von humanem SHB (NP_003019.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15464
Proteinmasse	55 kDa
Versand	Eisbeutel