

Anti-Shb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15464

Artikelnummer: CM0014857

Einführung

Hochwertiger Anti-SHB Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt SH2-Domänen-haltiges Adapterprotein B in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Signaltransduktions- und Angiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SHB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	bA3J10.2; SHB
Spezies	Mensch
GenID (human)	6461
Gen-ID	6461
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-400 von humanem SHB (NP_003019.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15464
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel